

ŚRODEK MYJĄCY DO AUTOMATYCZNEGO REPROCESOWANIA ENDOSKOPÓW

SOLUSCOPE™ ECL ENZYMATIC CLEANER

**ŚRODEK MYJĄCY DO ENDOSKOPÓW GIĘTKICH.
DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE Z SOLUSCOPE SERIE 5
ORAZ SERIE XS**

- Monoenzymatyczny środek myjący
- Udowodniona skuteczność przeciwko biofilmowi oraz białkom
- Zgodny z normą EN ISO 15883-4
- Kompatybilny z szeroką gamą endoskopów giętkich
- System klucza blokującego i kaniula zintegrowane z pojemnikiem



SOLUSCOPE™ ECL ENZYMATIC CLEANER

Środek myjący do endoskopów giętkich. Do użytku wyłącznie z Soluscope Serie 5 oraz Serie XS



SOLUSCOPE SERIE 5



SOLUSCOPE SERIE XS

SKŁAD PRODUKTU

- Niejonowe środki powierzchniowo czynne
- Związki kompleksujące
- Proteaza
- Substancje pomocnicze

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Płyn o barwie od jasnożółtej do bursztynowej
- Gęstość w 20°C: 1,1 g/mL
- pH koncentratu w 20°C: około 10,1*
- pH roztworu w stężeniu 0,5%: około 7,5*
- Przewodność przy stężeniu 0,5%: 552 µS/cm

* Pomiar wartości pH w warunkach roboczych zawsze za pomocą miernika pH z kompensacją temperatury.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

PRODUKT	ILOŚĆ	KOD
Soluscope™ ECL Enzymatic Cleaner	2 x 5 L	3139072

SPOSÓB UŻYCIA

- Przykręcić białą nakrętkę podłączoną do myjni-dezynfektora Soluscope do kanistra (patrz instrukcja obsługi myjni-dezynfektora)
- Należy zużyć w ciągu 2 miesięcy od daty podłączenia do myjni-dezynfektora (w odpowiednim miejscu wpisać datę otwarcia na etykiecie)
- Należy upewnić się, czy otwór odpowietrzający nie jest zablokowany
- Automatyczne stężenie

PRZECHOWYWANIE

Niebezpieczeństwo – należy przestrzegać środków ostrożności (sporządzonych na podstawie obowiązujących przepisów UE w zakresie klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych).

WYROBY MEDYCZNE STOSUJ OSTROŻNIE

Wyrób medyczny klasy I.
Należy zapoznać się z informacją umieszczoną na etykiecie produktu.



WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA
PROFESJONALNEGO.



SOLUSCOPE SAS
(An Ecolab Company)
100, rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France



Dystrybutor:
ECOLAB Sp. z o.o. (PL, LT, LV, EE)
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Tel.: +48 12-26 16 100



www.ecolab.com



www.soluscope.com