

Soluscope™ PAA



Preparat dezynfekcyjny do automatycznego reprocesowania endoskopów

Preparat dezynfekcyjny do endoskopów giętkich.
Używać wyłącznie w myjkach dezynfekujących
Soluscope Serie 4 PA, Soluscope Serie 5 i
Soluscope Serie XS

- Preparat dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego
- Szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego
- Zgodny z normą EN ISO 15883-4
- Kompatybilny z szeroką gamą endoskopów giętkich
- System klucza blokującego i kaniula zintegrowane z pojemnikiem



Soluscope™ PAA

Preparat dezynfekcyjny do endoskopów giętkich. Używać wyłącznie w myjkach dezynfekujących Soluscope Serie 4 PA, Soluscope Serie 5 i Soluscope Serie XS



Soluscope Serie 4 PA



Soluscope Serie XS



Soluscope Serie 5

Skład produktu

- 5% (w/w) kwasu nadoctowego
- Stabilizatory

Charakterystyka produktu

- Okres ważności: 24 miesiące w zamkniętym pojemniku
- Wygląd: przezroczysty i bezbarwny
- Zapach: charakterystyczny
- pH czystego produktu: 1 - 4,2*
- Ciężar właściwy w temperaturze 20°C: 1,10 - 1,13
- Współczynnik załamania światła: 1,35 - 1,37
- Lepkość: <10 mPa/s

*Pomiary wartości pH w warunkach roboczych zawsze za pomocą miernika pH z kompensacją temperatury.

Wyniki badań mikrobiologicznych

Spektrum działania	Stężenie	Czas działania	Temperatura
Soluscope Serie 5 PA (w WD)			
Bakteriobójczy* (EN 13727, EN 14561), Prątkobójczy* (EN 14348, EN 14563), Grzybobójczy* (EN 13624, EN 14562) & Wirusobójczy* (EN 14476, EN 17111)	1.8%	3 minuty	40°C
Soluscope Serie XS (w WD)			
Bakteriobójczy* (EN 13727, EN 14561), Prątkobójczy* (EN 14348, EN 14563), Grzybobójczy* (EN 13624, EN 14562) & Wirusobójczy* (EN 14476, EN 17111)	1.0%	6 minuty	40°C

Warunki stosowania opisano w instrukcji obsługi myjni-dezynfektora

*=warunki czyste

Dostępne opakowania

Produkt	Ilość	Kod
Soluscope PAA	2 x 5 L	3139002

Sposób użycia

Koncentrat

- Wstawić kanister do urządzenia
- Nakręcić szarą nakrętkę podłączoną do Soluscope Serie 4 PA, Soluscope Serie 5 lub Soluscope Serie XS na kanister
- Upewnić się, że odpowietrznik nie jest zablokowany
- Automatyczna regulacja parametrów cyklu przez myjnię-dezynfektor
- Zapoznać się z instrukcją obsługi myjni-dezynfektora

Czas przechowywania po otwarciu: 2 mies. w przypadku podłączenia do myjki dezynfekującej (datę otwarcia zapisać w przeznaczonym do tego miejscu na etykiecie).

Przechowywanie

Niebezpieczeństwo – należy przestrzegać środków ostrożności (sporządzonych na podstawie obowiązujących przepisów UE w zakresie klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych). Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

Wyroby medyczne stosuj ostrożnie

Klasa IIb

Należy zapoznać się z informacją umieszczoną na etykiecie produktu.



WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO.



SOLUSCOPE SAS
(an Ecolab Company)
100, Rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France

Dystrybutor:

ECOLAB SP. Z O.O. (PL, LT, LV, EE)
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Polska

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

Soluscope