





System Wirtualnej Nawigacji Bronchoskopowej




Archimedes Lite to system wirtualnej nawigacji bronchoskopowej, który wykorzystuje zaawansowaną technologię nawigacji Archimedes® bez fluoroskopii. Wszechstronność zastosowań i niskie koszty użytkowania sprawiają, że Archimedes Lite idealnie pasuje do każdej praktyki klinicznej.



Równoczesna wizualizacja bronchoskopowa i wirtualna w czasie rzeczywistym, zapewnia lepszą wizualizację i informacje odnośnie celu oraz drogi do celu.




Oprogramowanie oblicza do kilku dróg dojścia do celu (zmiany) przez drzewo oskrzelowe.



Wirtualna bronchoskopia umożliwia przegląd, modyfikację i wybór przez lekarza optymalnej drogi do celu.



JEDYNY system do nawigacji w płucach, który zapewnia kompatybilność z dowolnymi bronchoskopami i narzędziami, umożliwiając dostęp do zmian obwodowych **BEZ** konieczności użycia dedykowanych materiałów eksploatacyjnych.



Broncus Medical, Inc.

125 Nicholson Lane, San Jose, CA 95134, USA
Kontakt: +1-877-428-1600, +1-650-428-1600
lub sales@broncus.com

KONKI Med (dystrybucja w Polsce)

Działowy 9 lok. 16, Warszawa, 03-109
Kontakt: +48 662 774 334, +48 22 378 12 78
lub info@konkimed.pl

BRONCUS®
With Access Comes Possibility™

Broncus Medical:

Archimedes® LITE™: Rx only. Wyłącznie do użytku przez pracowników służby zdrowia. Informacje na temat wskazań, instrukcji obsługi, przeciwwskazań, ostrzeżeń i ostrzeżeń znajdują się na etykiecie produktu. Prawa autorskie © 2021, Broncus Medical, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten produkt jest objęty jednym lub większą liczbą następujących patentów: patenty USA nr 7 756 563; 7 889 905; 8 064 669; 8 468 003; 8 675 935; 9 037 215; 9 672 631 i 9 675 420. Patenty w toku. BRONCUS, logo BRONCUS, ARCHIMEDES i ARCHIMEDES LITE są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Broncus Medical, Inc.