




BTVA[®]

BRONCHOSKOPOWA TERMALNA ABLACJA PARĄ

System InterVapor[®]


Uptake Medical[®]

A Broncus Company


Bronchoskopowa
termiczna ablacja
parą (BTVA[®])
uwzględniona
w wytycznych
GOLD 2019

System Uptake Medical InterVapor® jest przeznaczony do leczenia pacjentów z niejednorodną rozedmą górnego płata płuc, w celu uzyskania bronchoskopowej redukcji objętości płuc, poprzez aplikację ogrzanej pary wodnej do najbardziej chorych segmentów płuc.

Za pomocą spersonalizowanego planu leczenia przy użyciu oprogramowania InterVapor IP3* identyfikowane są segmenty o najwyższej hiperinflacji oraz dawka pary, którą należy dostarczyć, aby uzyskać optymalną redukcję objętości.




*Linia bazowa



*6 miesięcy po leczeniu


System InterVapor® został zaprojektowany w celu zmniejszenia objętości i masy najbardziej chorych segmentów płuc, umożliwiając rozszerzenie się zdrowszych segmentów. Takie podejście pozwala na wielokrotne leczenie w czasie w celu maksymalizacji korzyści dla pacjenta.

Primary endpoint efficacy measures at 6 months and 12 months after vapour ablation⁽²⁾



BTVA®:

- ✓ Brak komplikacji powiązanych z implantami
- ✓ Czas aplikacji pary od 3 do 10 sekund
- ✓ Ryzyko odmy opłucnowej zmniejszane poprzez stopniową redukcję objętości
- ✓ Skuteczny u pacjentów z CV+ i CV-⁽³⁾
- ✓ Kompatybilny z kanałem roboczym 2,8 mm



INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

NUMER KAT. UM-CTH-100 ZAWIERA:

Cewnik InterVapor
Spersonalizowany plan leczenia
Worek do drenażu: UM-BAG-100

INFORMACJE KONTAKTOWE

Telefon: +31 (0)73 3032563
Email: info@uptakemedical.com
lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem
www.uptakemedical.com