



SERIE 1 - MAŁE JEST PIĘKNE

# Technologia Soluscope w kompaktowym urządzeniu

W pełni zautomatyzowany proces  
reprocesowania endoskopu.

## MONITOROWANIE NA KAŻDYM POZIOMIE

Myjnia Serie1 zapewnia odpowiednią ilość jednorazowo używanego preparatu chemicznego w każdym cyklu reprocesowania. Chroni endoskop, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo użytkownika i pacjenta.

Działanie myjni Soluscope Serie1 obejmuje automatyczny test szczelności zapewniający integralności endoskopu w trakcie cyklu.

Odpowiednio zabezpieczony czujnik sprawdza, czy pokrywa jest właściwie zamknięta w trakcie pracy urządzenia.



## BEZPIECZNY PROCES

Mikrobiologiczna jakość wody jest gwarantowana przez filtr końcowy wody 0,2 µm oraz opcjonalny moduł trzy-etapowej filtracji wstępnej.

Myjnia Serie 1 posiada funkcję automatycznej autodezynfekcji pozwalającą uniknąć ryzyka kontaminacji.

Myjnia Serie 1 oferuje opcjonalne funkcje płukania alkoholem i przedmuchiwanie aby ułatwić suszenie kanałów.

\*Soluscope Serie 1 wersja PA



# Dobrze przemyślana konstrukcja

## Prostota i ergonomia.

### INTELIGENTNY, ŁATWY W UŻYCIU INTERFEJS PRZYSPIESZAJĄCY PROCEDURĘ

Ekran dotykowy urządzenia Serie 1 oferuje innowacyjny i intuicyjny interfejs. Wystarczy kliknąć ikonę na ekranie, aby uruchomić odpowiedni cykl i w czasie rzeczywistym śledzić każdy etap procesu.



### SYSTEM ELEKTRONICZNEJ IDENTYFIKOWALNOŚCI ORAZ ZARZĄDZANIA DANYMI

Myjnia Soluscope Serie 1 jest wyposażona w wewnętrzną pamięć oraz opcjonalny czytnik kodów kreskowych i drukarkę.

Jest kompatybilna z programem EP-Digital Soluscope, umożliwiając elektroniczną identyfikowalność, podgląd w czasie rzeczywistym wszystkich endoskopów, a także pobieranie próbek mikrobiologicznych i tworzenie raportów serwisowych.



### OGRANICZONE DO MINIMUM MANIPULOWANIE W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA SKAŻENIA KRZYŻOWEGO

Specjalnie zaprojektowane złącza ograniczają konieczność manipulowania endoskopem, a tym samym zmniejszają ryzyko kontaminacji.



### ŁATWY DOSTĘP W PRZYPADKU KONSERWACJI I SERWISOWANIA

Instalacja myjni Serie 1 wymaga tylko podłączenia zasilania elektrycznego oraz dopływu i odpływu wody.

Jako mobilne i kompaktowe urządzenie sprawdza się w każdych warunkach, również w niewielkich pomieszczeniach.

Dostęp do preparatów chemicznych oraz filtra końcowego wody jest od strony przedniego panelu urządzenia, co umożliwia szybką i łatwą wymianę.

# Potwierdzona skuteczność

ZNAK CE / zgodność z normą ISO 15883 - części 1 i 4.

## POTWIERDZONE BEZPIECZEŃSTWO

Skuteczność preparatów chemicznych Soluscope została potwierdzona oraz przetestowana w oparciu o normę EN ISO 15883-4:2018. Preparaty te są przeznaczone do stosowania wraz z myjnią **Soluscope Serie 1** i wykazują kompatybilność materiałową z większością endoskopów giętkich.

## ZŁĄCZA

Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami Soluscope, złącze jest podłączone do endoskopu w trakcie całej procedury reprocusowania, od etapu dezynfekcji do etapu przechowywania.

Połączenie to gwarantuje identyczny poziom higieny złącza i endoskopu, zapewniając wydajną i bezpieczną procedurę przed użyciem u pacjenta w ramach zabiegu.



### SOLUSCOPE PA

- Preparat dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego
- Szerokie spektrum działania mikrobójczego
- Kompatybilność z większością endoskopów giętkich



### SOLUSCOPE GTA

- Preparat do dezynfekcji na bazie aldehydu glutarowego
- Szerokie spektrum działania mikrobójczego
- Kompatybilność z większością endoskopów giętkich



### SOLUSCOPE EZ

- Trójenzymatyczny preparat myjący
- Potwierdzona skuteczność wobec biofilmu i białek

SERIE 1



Soluscope

“Ecolab oferuje kompleksowe rozwiązanie w zakresie reprocessowania endoskopów giętkich”



## OFERTA ECOLAB

Ecolab oferuje kompleksowe rozwiązanie w zakresie reprocesowania endoskopów giętkich.

Do każdego etapu w cyklu reprocesowania proponuje odpowiednie produkty.

Każdy z tych produktów jest certyfikowany, łatwy w użyciu i wydajny, tak by zmniejszyć codzienne obciążenie pracą.



Zdjęcia poglądowe - Ecolab zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w specyfikacji podanej w niniejszej ulotce bez powiadomienia czy zobowiązań.



**SOLUSCOPE SAS**  
(An Ecolab Company)  
100, rue du Fauge  
Z.I Les Paluds - 13400  
Aubagne - France

Dystrybutor:  
**ECOLAB Sp. z o. o.**  
ul. Opolska 114  
31-323 Kraków  
Polska

**ECOLAB®**

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

**Soluscope**

[www.soluscope.com](http://www.soluscope.com)